



JOJO-KITTELFLASCHENHALTER

UH-55846

SO WIRD'S GEMACHT!



ZUM PRODUKT

Der **JoJo-Kittelflaschenhalter** wird mithilfe des Zugbands sicher an der Flasche befestigt. Dazu wird der Deckel abgenommen, das Zugband um den Flaschenhals gelegt, der Deckel wieder verschlossen - FERTIG!

Der drehbare Rückenclip ermöglicht eine einfache Anbringung an Ihrer Kleidung, indem Sie ihn festklemmen. Dadurch ist die Flasche stabil fixiert und die Händedesinfektion immer griffbereit. So verlieren Sie keine Zeit, wenn es um Produkt- und Infektionsschutz geht.



Erfahren Sie mehr auf www.unterbaeumer-hygiene.de