

**KLEEN
PURGATIS**

**Einfachste Dosierung
mit dem 75g Sacht**

VAH
Verband für Angewandte Hygiene e.V.
Desinfektionsmittel-Kommission

ROBERT KOCH INSTITUT


LAVO DES 60 KOMPAKT

Desinfektionswaschmittel bakterizid - viruzid

- 2,2g/l VAH-gelistet, 3,6g/l RKI-(A/B)-gelistet
- für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60 °C
- besonders geeignet für Feucht- und Nasswischbezüge
- wäscht, bleicht und desinfiziert ohne Chlor und Phosphat
- überragende Reinigungskraft schon bei niedrigen Dosiermengen
- beseitigt unangenehme Gerüche schon ab 30°C durch aktiven Sauerstoff
- LAVO DES 60 KOMPAKT ist kennzeichnungsfrei!

Verfügbar im 15kg Tragesack, 4kg Kartusche für Dosiergerät
oder als praktisches 75g Sacht (im 45 x 75g Eimer)


www.lavodes.de



Niedrigste VAH/RKI Dosierungen im Wettbewerb

Desinfizierendes Waschen


Lavo Des 60 Kompakt ist bei einer Dosiermenge von 2,2 g/l VAH-gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion. Bei Virenbelastung reicht eine Dosierung von 3,6 g/l (RKI-Listung A/B). Lavo Des 60 Kompakt ist damit bei Dosiermengen für die chemothermische Wäschedesinfektion den anderen marktführenden Waschmitteln deutlich voraus.



Stabilisierung höchster Wasserhärten

Die Härtestabilisierung des Lavo Des 60 Kompakt ist bereits bei der Dosierung von 2,2 g/l (VAH-Listung) besser als bei den marktführenden Waschmitteln. Im Diagramm ist die Resthärte (mg/l) des Leitungswassers nach der Zugabe des Waschmittels dargestellt.

Resthärte (mg/l) [Leitungswasser 24 °dH]



Spitzen Waschergebnisse bei niedriger Dosierung

Waschleistung

Die Waschleistung wurde bei 60 °C auf Baumwollgewebe mit streng definierten Testanschmutzungen (Code 99902) untersucht. Das Waschergebnis von Lavo Des 60 Kompakt lieferte dabei die besten Ergebnisse im Vergleich zu den Mitbewerbern.



Vergrauung

Vergrauung wurde auf Baumwolle, Baumwolle/Polyester-Mischgewebe, Polyester und Polyamid mit definierten Vergrauungsanschmutzungen getestet. Lavo Des 60 Kompakt liefert vergleichbare bis bessere Ergebnisse bei VAH-Dosiermengen im Vergleich zu den marktführenden Waschmitteln.

Für diesen Versuch wurde ein älterer Mopp zerschnitten und jeweils 10x gewaschen. Dieser optische Unterschied zeigte sich bei allen Gewebetypen.



LAVO DES 60 KOMPAKT


Mitbewerber

Niedriges Schaumprofil für optimale Mechanik

Lavo Des 60 Kompakt zeigt ein niedriges Schaumprofil bei allen gängigen Temperaturen, selbst bei höherer Dosierung.

Berechnung des Kosten – Nutzen Verhältnisses

Dosierwerte für 10 kg Desinfektionswäsche



Kostenvergleich

| Maschine | LAVO DES 60 KOMPAKT | | Mitbewerber | | |
|----------|---------------------|---|-------------|---|---|
| | Ladung /kg | g | € | g | € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Fachhändler:

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10 · D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 5223 9970-40 · Fax -195
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de



Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE



Lavo Des 60 Kompakt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.